

Versioni:

Artromot® -K1 Classic

Artromot® -K1 Standard

Artromot® -K1 Standard Chip

Artromot® -K1 Comfort

Artromot® -K1 Comfort Chip

Amplezza del movimento:

Estensione/flessione
<<ginocchio>> -10° / 0° /120°

Estensione/flessione <<anca>> 0° / 7° / 115°

Funzioni dell'Artromot®-K1 Classic

Pause (estensione e flessione) 0 – 59 secondi / 1 – 59 minuti

Velocità 5 % – 100 %

Funzione di blocco dei tasti per prevenire modifiche involontarie dei parametri impostati

Altre funzioni dell'Artromot®-K1 Standard:

Timer 1 – 59 minuti / 1 – 24 ore / funzionamento continuo

Pause (estensione e flessione) 0 – 59 secondi / 1 – 59 minuti

Inversione graduale del carico 1 – 25 / funzione di sicurezza per il paziente

Programma di riscaldamento progressione graduale fino all'escursione di movimento massima

Durata complessiva della terapia somma delle sedute terapeutiche

Nuovo paziente attiva le impostazioni predefinite per i nuovi pazienti

Impostazione di trasporto sposta la slitta in posizione di trasporto

Menu servizio

Altre funzioni dell'Artromot®-K1 Comfort:

Ripetizione del tratto finale dell'escursione (estensione o flessione)	gli esercizi vengono eseguiti a una velocità più alta nel tratto terminale dell'escursione di movimento
Stretching (estensione o flessione)	per l'aumento graduale e uniforme dell'escursione di movimento
Documentazione sulla terapia	rappresentazione grafica di tutto il ciclo di trattamento
Comando EMS	per una combinazione ottimale di terapia di mobilizzazione ed elettroterapia
Programma di allenamento	integra varie funzioni del modello comfort in un solo programma
Programma comfort	riscaldamento nel tratto terminale dell'escursione di movimento di estensione e flessione
Ulteriori funzioni delle versioni Artromot®-K1 con chip:	
Chipcard del paziente	Per la memorizzazione dei parametri individuali della terapia
Dimensioni:	
Peso	11 kg
Dimensioni	97 x 36 x 23 cm
Stature del paziente	circa 120 - 200 cm