

Versioni

Artromot® -E2 (Versione con sedia)

Artromot® -E2 Compact (Versione con treppiede)

Ampiezza di movimento:

Estensione/flessione -5° / 0° / 140°

Pronazione/supinazione 90° / 0° / 90°

Funzioni:

Comando motore	ON/OFF per movimenti isolati di estensione/flessione o pronazione/supinazione
Sincronizzazione dei motori	ON/OFF
Velocità	1% - 100%
Timer	1 min – 24 h/funzionamento continuo
Pause	0 - 60 min
Livelli di inversione del carico (motore A e B separatamente)	1 – 25 /circuito di sicurezza
Durata complessiva della terapia	Registrazione dell'intera durata del trattamento
Programma di riscaldamento	Il paziente viene portato lentamente all'ampiezza massima di movimento
Chipcard del paziente	Memorizzazione dei parametri terapeutici
Nuovo paziente	Impostazione della posizione base nel caso di nuovo paziente
Programma ISO Motion	Consente una rieducazione separata di entrambe le direzioni di movimento
Oscillazione (EST/PRO – FLES/SUP)	Aumenta la frequenza di movimento nell'intervallo di lavoro oscillatorio
Distensione (ES – FLES – PRO – SUP)	Consentono di aumentare leggermente le ampiezze di movimento
Blocco dei tasti	Evita la variazione accidentale dei parametri terapeutici

Documentazione sul decorso terapeutico	Registrazione dell'andamento dell'intero trattamento (estensione e flessione/pronazione e supinazione)
Modalità di funzionamento Sincrono/Asincrono	Funzionamento sincrono: movimenti come da metodo FPN Funzionamento asincrono: movimenti casuali nell'ambito delle varie ampiezze di movimento impostate
Impostazione di trasporto	Porta i motori in posizione di trasporto
Menu Assistenza clienti	
Dimensioni Artromot®-E2:	
Peso	28,7 kg
Misure	87,5 x 57,5 x 58 cm
Dimensioni Artromot®-E2 Compact:	
Peso	17 kg
Misure	87,5 x 57,5 x 29 cm