

Versioni:

Artromot® -S3

Artromot® -S3 Comfort

Ampiezza del movimento:

Adduzione/abduzione 0° / 30° / 175°

Rotazione interna/esterna 90° / 0° / 90°

Elvazione 0° / 30° / 175°

Anteversione/retroversione (manuale) 0° / 0° / 120°

Funzioni dell'Artromot®-S3:

Timer 1 – 300 min. / funzionamento continuo

Pause 0 – 30 secondi

Velocità (ABD/ADD) 1 % – 100 %

Inversione graduale del carico (motore A e B separatamente) 1 – 25 / funzione di sicurezza per il paziente

Comando motore ON/OFF per movimento isolato, ab-/adduzione oppure rotazione interna/esterna

Motori sincronizzati ON/OFF

Durata complessiva della terapia somma delle sedute terapeutiche

Nuovo paziente attiva le impostazioni predefinite per i nuovi pazienti

Impostazione di trasporto Sposta i motori in posizione di trasporto

Chip card del paziente Memorizza parametri terapeutici specifici per il paziente

Funzione di blocco dei tasti previene modifiche involontarie dei parametri impostati

Menu servizio

Altre funzioni dell'Artromot®-S3 Comfort:

Poggiatesta	Per il posizionamento comodo e ottimale del paziente
Posizionamento delle spalle	Previene movimenti di fuga del paziente dall'apparecchiatura
Oscillazione	Movimento più veloce nel tratto terminale dell'escursione di movimento
Stretching (ABD oppure ROT-I o ROT-E)	Aumento cauto e uniforme dell'escursione di movimento
Programma ISO ABD ROT	Per esercizi separati nelle due direzioni
Programma di riscaldamento	Progressione graduale fino all'escursione di movimento massima
Documentazione sulla terapia	Rappresentazione grafica di tutto il ciclo di trattamento
Dimensioni:	
Peso	25 kg
Dimensioni	87,5 x 57,5 x 58 cm
Dimensioni per il trasporto	37 x 57,5 x 58 cm