

Versioni:

Artromot® -SP3 Standard

Artromot® -SP3 Standard Chip

Artromot® -SP3 Comfort

Artromot® -SP3 Comfort Chip

Ampiezza del movimento:

Flessione plantare / Estensione dorsale 50° / 0° / 40°

Inversione / Eversione 40° / 0° / 20°

Timer 1 – 59 minuti / 1 – 24 ore / funzionamento continuo

Pause 0 – 59 secondi

Velocità 5 % – 100 %

Inversione graduale del carico (motore A e B separatamente) 1 – 25 / funzione di sicurezza per il paziente

Comando motore ON/OFF per movimento isolato, flessione plantare/estensione dorsale oppure inversione/eversione

Motori sincronizzati ON/OFF

Durata complessiva della terapia somma delle sedute terapeutiche

Nuovo paziente attiva le impostazioni predefinite per i nuovi pazienti

Impostazione di trasporto sposta i motori in posizione di trasporto

Funzione di blocco dei tasti previene modifiche involontarie dei parametri impostati

Menu servizio

Altre funzioni dell'Artromot®-SP3 Comfort:

Modalità stretching per l'aumento graduale e uniforme dell'escursione di movimento

Documentazione sulla terapia	rappresentazione grafica di tutto il ciclo di trattamento
Programma di riscaldamento	progressione graduale fino all'escursione di movimento massima
Programma ISO	per esercizi separati nelle due direzioni
Altre funzioni delle versioni dell'Artromot® -SP3 con Chip card:	
Chip card del paziente	memorizza parametri terapeutici specifici per il paziente
Caratteristiche fisiche:	
Peso	11 kg
Dimensioni	78 x 42 x 39,5 cm
Altezza paziente	circa 120 – 200 cm