

canali 4

Corrente continua Fino a una resistenza massima di 1300 Ohm/canale

Intensità massima 120 mA

Larghezza di impulso 30 - 1000  $\mu$ s

Frequenza di impulso 1 - 150 Hz

MDD Classe IIa

Classe IP IP22

Alimentazione Tipo BF

Test di Sicurezza IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-10

Batterie 941213 (Nichel Idruro di Metallo (NiMH) 4.8 V 2000 mA/h)

Dimensioni 138x95x33mm

Peso 300g batterie incluse